




Montageanleitung für *Wandhalterung*

Erste Hilfe Koffer

DE / EN



WERKSTEIN




DE

- Wandhalterung vom Koffer lösen
- Wandhalterung mit einer Hand an die Wand halten und mit der anderen Hand die Stellen der Löcher (1-4) in der Halterung mit einem Stift markieren. (Die Wandhalterung so ausrichten, dass die Seite mit der Schiene nach unten zeigt.)

EN

- Remove the wall bracket from the case
- Hold the wall bracket against the wall with one hand and mark the locations of the holes (1-4) with a pencil in the bracket with the other hand. (Align side with the rail facing down)







DE

- An den zuvor markierten Stellen Löcher in die Wand bohren
- Dübel in die gebohrten Löcher einsetzen
- Wandhalterung festschrauben

EN

- Drill holes in the wall at marked points
Insert dowels
- Tighten the wall bracket with screws





DE

- Koffer in Wandhalterung einsetzen
- Optional für einen 90° Halt an der Wand: Stopper in die untere Schiene einführen (2.), damit sich der Koffer nicht vollständig nach unten öffnet

EN

- Insert the case into the wall holder.
- Optional for a 90° hold of the case: Insert the stopper into the rail at the bottom so that the case does not open completely downwards.



DE

Koffer herausnehmen:

Den Koffer mit einer Hand am Griff halten und mit dem Daumen der anderen Hand gegen die Rasterung der Wandhalterung drücken. Dadurch lässt sich der Koffer leicht herausnehmen und mobil einsetzen.

EN

Taking out the case:

Hold the case by the handle with one hand and press down on the wall bracket with the thumb of the other hand. This makes the case easy to remove and mobile to use.

DE



1. Sicherheitsplombe zum Verschließen des Koffers

Die Sicherheitsplombe dient dazu, Ihren Erste-Hilfe-Koffer sicher zu verschließen. Sie stellt sicher, dass der Inhalt unberührt und einsatzbereit bleibt, bis er benötigt wird. Zum Anbringen der Plombe, führen Sie das Ende durch die Öffnung des Koffers hindurch in den Verschluss der Plombe, bis das Ende einrastet.



2. Sicherheitssticker zum Verhalten im Brandfall und Notfall

Die Sicherheitssticker bieten wichtige Informationen für den Umgang mit Bränden und Notfällen. Sie sollten an gut sichtbaren Stellen, idealerweise in der Nähe des Erste-Hilfe-Koffers, angebracht werden.



3. Sticker mit grünen Richtungspfeilen und Erste-Hilfe-Kreuz

Diese Sticker dienen dazu, den Weg zur nächsten Erste-Hilfe-Station zu weisen. Der Sticker mit dem Erste-Hilfe-Kreuz sollte direkt neben dem Erste-Hilfe-Koffer angebracht werden. Die Sticker mit den Richtungspfeilen können entlang des Weges zum Koffer platziert werden, um eine klare Route zu kennzeichnen.

EN

1. Safety seal for securing the first aid kit

The safety seal is used to securely close your first aid kit. It ensures that the contents remain untouched and ready for use until needed. To apply the seal, thread the end through the opening of the kit into the seal's closure until it clicks into place.

2. Safety stickers for behaviour in case of fire and emergency

The safety stickers provide important information for dealing with fires and emergencies. They should be placed in highly visible locations, ideally near the first aid kit.

3. Stickers with green directional arrows and first aid cross

These stickers serve to guide the way to the next first aid station. The sticker with the first aid cross should be placed directly next to the first aid kit. The stickers with the directional arrows can be placed along the path to the kit to clearly mark the route.

Purawerk GmbH
Floßhafenstraße 30
97199 Ochsenfurt
Deutschland