

Warnhinweise und Sicherheitshinweise

Produkt: Erste Hilfe Kasten DIN 13169:2021

Verbandskasten inkl. praktischer Wandhalterung, 5x Aufkleber, Gesichtsmasken, Feuchttücher & Plombe

Erste Hilfe Koffer für Betriebe, Einrichtungen & Zuhause

Dieser Erste-Hilfe-Kasten entspricht der DIN 13169:2021 und ist für den Einsatz in Betrieben, öffentlichen Einrichtungen sowie Zuhause konzipiert. Beachten Sie die folgenden Hinweise zur sicheren Nutzung und Lagerung.

Wichtige Warnhinweise

- Dieser Erste-Hilfe-Kasten ist ausschließlich für Erste-Hilfe-Maßnahmen bestimmt und ersetzt keine professionelle medizinische Behandlung.
- Bewahren Sie den Erste-Hilfe-Koffer an einem gut zugänglichen, jedoch vor Kindern gesicherten Ort auf.
- Verwenden Sie die Inhalte nur gemäß den beiliegenden Anweisungen, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Ablaufdatum der Materialien und ersetzen Sie abgelaufene Produkte umgehend.
- Stellen Sie sicher, dass der Koffer korrekt an der Wandhalterung befestigt ist, um Unfälle zu vermeiden.

Sicherheitsicons

Icon	Beschreibung
	Produkt erfüllt EU-Vorschriften; geprüft von benannter Stelle 2797.
	Sterilisiert mit Ethylenoxid.
	Medizinprodukt.

	Einwegprodukt, nicht wiederverwenden.
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
	Nicht erneut sterilisieren
	Trocken lagern, vor Wasser schützen
	Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
	Verbundmaterial mit Hauptbestandteil LD-PE, recyclingfähig.
	Polypropylen – recyclingfähig.
	Polyethylen niedriger Dichte – recyclingfähig.
	Sonstige Kunststoffe, schwer recycelbar, spezielle Entsorgung erforderlich.
	Produkt erfüllt EU-Anforderungen; geprüft von benannter Stelle 0197.
	0°C bis 45°C: Empfohlener Temperaturbereich.
	Verbundmaterial aus Papier und Karton – recyclingfähig.
	Kartonverpackung – recyclingfähig.

Normkonformität

Dieser Erste-Hilfe-Kasten entspricht der **DIN 13169:2021** sowie den Anforderungen der europäischen Richtlinien für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz. Die Konformität wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt.

Zusätzliche Informationen

Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte:

PURAWERK GmbH
Floßhafenstraße 30
Ochsenfurt 97199

Deutschland

E-Mail: support@purawerk.de

Verwendungshinweise

Dieser Erste-Hilfe-Kasten ist für den Einsatz in Notfällen konzipiert. Bitte beachten Sie die beiliegenden Anweisungen zur korrekten Anwendung der Inhalte. Sorgen Sie dafür, dass der Kasten stets vollständig und die Materialien nicht abgelaufen sind.